



Τεστ καδμίου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,02-0,3 mg/L Cd

Αρ. προϊόντος:

LCK308

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Ειδικές σημειώσεις :	Για την απομάκρυνση των ιόντων που προκαλούν παρεμπόδιση όπως ιόντα ασβεστίου ή/και μαγνησίου (έως 5000 mg/l) χρησιμοποιήστε το σετ διαχωρισμού ασβεστίου LCW903 πριν από τον προσδιορισμό του καδμίου με το LCK308. Για τη χώνευση του ολικού καδμίου, χρησιμοποιήστε το CRACK SET LCW902.
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 0,3 mg/L Cd
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Cadion
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Κάδμιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)