



Τεστ TOC σε φιαλίδια (μέθοδος διαφοράς), εύρος μέτρησης 60-735 mg/L C

Αρ. προϊόντος:

LCK381

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Απαιτείται χώνευση:	Yes
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	60 - 735 mg/L C
Εύρος μέτρησης (2):	TC 75 - 750 mg/L C
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Μέθοδος διαφοράς (ο TOC προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των τιμών TC και TIC), χώνευση υπερθετικών αλάτων
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	TOC
Περιγραφή :	Ολικός οργανικός άνθρακας
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C