



Τεστ TOC σε φιαλίδια (μέθοδος εκκαθάρισης), εύρος μέτρησης 30-300 mg/L C

Αρ. προϊόντος:

LCK386

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Επισήμως εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	30 - 300 mg/L C
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	EN 1484, DIN 38409-H3
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	TOC
Περιγραφή :	Ολικός οργανικός άνθρακας
Πρότυπη μέθοδος :	EN 1484
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)