



Τέστ σε φιαλίδια Δείκτης Υπερμαγγανικού 0,5 - 10 mg/L O₂ (CODMn)

Αρ. προϊόντος:

LCK394

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τέστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	0,5 - 10 mg/L O ₂
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Υπερμαγγανικό
Όργανο :	DR1900, DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Παράμετρος :	CODMn
Περιγραφή :	Δείκτης Υπερμαγγανικού (CODMn)
Πρότυπη μέθοδος :	ISO 8467
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)