



E.coli και ολικά κολοβακτηριοειδή, συσκ/25

Αρ. προϊόντος: 2495525
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Ο ζωμός παρουσίας/απουσίας με αμπούλες MUG παρέχει ένα εύχρηστο τεστ, ιδανικό για τη διαλογή δειγμάτων πόσιμου νερού για την παρουσία ολικών κολοβακτηριοειδών και βακτηρίων E. coli. Απλά συνδυάστε το ζωμό P/A με το δείγμα 100 mL και επωάστε για 24 έως 48 ώρες στους 35 °C. Μια αλλαγή χρώματος σε κίτρινο ή καφεκίτρινο υποδεικνύει την παρουσία κολοβακτηριδίων.

Πλήρη διαλύματα για τη δοκιμή σε νερό ψυχαγωγίας

Πλήρη διαλύματα για τη δοκιμή σε υγρά απόβλητα

Πλήρη διαλύματα για τη δοκιμή σε πόσιμο νερό

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 25 /συσκ.
Υλικό : Γυαλί