



Αμπούλες, ζωμός m-ColiBlue24, γυάλινες, συσκ./20

Αρ. προϊόντος:

2608420

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Αμπούλες ζωμού m-ColiBlue24, γυάλινες

Σε 24 ώρες, ο Ζωμός m-ColiBlue24 της Hach σάς παρέχει ταυτόχρονα αποτελέσματα για τα ολικά κολοβακτηρίδια και τα E. coli. Τα έτοιμα για χρήση μέσα της Hach εξαλείφουν τα βήματα μέτρησης, ανάμειξης και αποστείρωσης σε αυτόκαυστο που είναι απαραίτητα για την παρασκευή αφυδατωμένων μέσων. Οι γυάλινες αμπούλες (26084-20), οι πλαστικές αμπούλες (260845-00), οι φιάλες των 100 mL (26084-42) του m-ColiBlue24 και τα τρυβλία άγαρ (28052-15) προσφέρουν μέγιστη διάρκεια ζωής και ευχρηστία για προμετρημένα και παρασκευασμένα μέσα. Απαρίθμηση ολικών κολοβακτηρίδιων και E. coli σε ένα τρυβλίο petri. Εύκολη διαφοροποίηση αποικιών - το κόκκινο και το μπλε υποδεικνύουν τα ολικά κολοβακτηρίδια και το μπλε προσδιορίζει τα E. coli. Βέλτιστη ανάκτηση καταπονημένων και τραυματισμένων οργανισμών. Χρησιμοποιήστε το ζωμό m-ColiBlue24 για την ακριβή παρακολούθηση και αξιολόγηση των ολικών κολοβακτηριοειδών και E. coli στο πόσιμο νερό, στα υγρά απόβλητα, στο εμφιαλωμένο νερό, στα ποτά, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, στο νερό γεωτρήσεων και στα υπερκαθαρά ύδατα και ύδατα χημικών και φαρμακευτικών διεργασιών.

Το m-ColiBlue24 θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με επιθέματα που κατασκευάζονται από τις ακόλουθες εταιρείες/επωνυμίες: Pall Corporation (π.χ. αποστειρωμένα τρυβλία Petri με απορροφητικά επιθέματα), προϊόντα Private Label/OEM που κατασκευάζονται από την Pall Gelman, Sartorius (επιθέματα κυτταρίνης και υαλονήματος), προϊόντα Sartorius BioSart με το ενσωματωμένο τρυβλίο Petri και αποστειρωμένα επιθέματα Millipore EO. Κανένα άλλο επίθεμα δεν είναι συμβατό με το προϊόν και η χρήση οποιουδήποτε επιθέματος διαφορετικού από αυτά που συνιστώνται μπορεί να οδηγήσει σε αναξιόπιστα και ανακριβή δεδομένα. Με τον έτοιμο για χρήση Ζωμό m-ColiBlue24, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Διαβάστε και επιβεβαιώστε τα αποτελέσματα σε 24 ώρες

Λήψη εξαιρετικής ευαισθησίας - 1 CFU/100 mL

Διεξαγωγή δοκιμών έκτακτης ανάγκης και παρακολούθησης ρουτίνας

Κατάργηση της χρήσης ειδικού εξοπλισμού και λυχνίας υπεριώδους ακτινοβολίας

Ελαχιστοποίηση ανάπτυξης υποβάθρου μη κολοβακτηριοειδών βακτηρίων

Προδιαγραφές

Media Type: Ζωμός m-ColiBlue24

Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 20 /συσκ.

Υλικό : Γυαλί