



FerroZine Διάλυμα αντιδραστηρίου σιδήρου, εύρος μέτρησης 0,009-1,400 mg/L Fe

Αρ. προϊόντος:

230149

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό του διαλυτού τρισθενούς (Fe^{3+}) και δισθενούς (Fe^{2+}) σιδήρου σε επίπεδα ιχνών.

Ευκολία

Οι μέθοδοι Rapid Liquid χρησιμοποιούν υγρά αντιδραστήρια, δοσομετρητές bottletop και κυψελίδες pour-throw με σκοπό την απλοποίηση της διεξαγωγής των δοκιμών.

Απόδοση

Εφόσον η κυψελίδα pour-throw παρέχει ένα σταθερό οπτικό σύστημα, οι μέθοδοι Rapid Liquid παρέχουν τυπικά μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με τις μεθόδους που απαιτούν μετακίνηση των κυψελίδων δείγματος.

Αποδοτικότητα

Οι μέθοδοι Rapid Liquid είναι ιδανικές για διεξαγωγή μεγάλου αριθμού δοκιμών.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	500 - 1000
Αριθμός μεθόδου :	8147
Εύρος μέτρησης :	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Όνομα μεθόδου :	FerroZine
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/850, DR/820, PC II
Παράμετρος :	Σίδηρος