



Χλώριο, ολικό, φακελάκια αντιδραστηρίων σε σκόνη, 100 ανά συσκευασία, 10 mL

Αρ. προϊόντος:

2105669

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης σε σφραγισμένες συσκευασίες για προσδιορισμό του ολικού χλωρίου με τη μέθοδο DPD. Για δείγματα 10 mL

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Reference method:	SM 4500-Cl G
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8016
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Εύρος μέτρησης (2):	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	DPD
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2000
Παράμετρος :	Χλώριο, ολικό, βρώμιο, ιώδιο
Περιγραφή :	DPD για ολικό χλώριο, φακελάκια αντιδραστηρίων σε σκόνη, 10 ml
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 °C - 25 °C
Υποσημείωση :	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.