



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου DPD για ολικό χλώριο, 25 mL, συσκ./1000

Αρ. προϊόντος:

1406428

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό ολικού χλωρίου με τη μέθοδο DPD. Αποδεκτή από τη USEPA για την αναφορά ανάλυσης πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων με χρήση της μεθόδου 8167 της Hach.

Εύρη μέτρησης: Χαμηλό εύρος μέτρησης: έως και 2,00 mg/L, Μεσαίο εύρος μέτρησης: 0,05 - 4,00 mg/L, Υψηλό εύρος μέτρησης: 0,1 - 10,0 mg/L. Μέγεθος δείγματος: Χαμηλό εύρος μέτρησης - 25 mL. Μεσαίο εύρος μέτρησης: 10 mL. Υψηλό εύρος μέτρησης: 5 mL.

Συσκευασία από 1000 φακελάκια με σκόνη.

Χωρίς βορικό οξύ!

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	1000
Αριθμός μεθόδου :	10250
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Εύρος μέτρησης (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	DPD
Παράμετρος :	Ολικό χλώριο, Βρώμιο, Ιώδιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25 °C