



Σετ αντιδραστηρίων πυριτικών, 0,010 - 1,600 mg/L SiO₂

Αρ. προϊόντος:

2346800

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του πυριτίου, με τη μέθοδο Heteropoly Blue. Για δείγμα 25 mL. 100 τεστ

Προδιαγραφές

Package size UOM:	25 mL
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8186
Ειδικά χαρακτηριστικά :	LR, 25 mL
Εύρος μέτρησης :	25 mL
Όνομα μεθόδου :	Heteropoly Blue
Όργανο :	DR/2000
Παράμετρος :	Διοξείδιο του πυριτίου