



Διάλυμα αντιδραστηρίου επικάλυψης ECR (25 mL SCDB)

Αρ. προϊόντος:

2380123

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για προσδιορισμό του αργιλίου, με τη μέθοδο Eriochrome Cyanine R. Ανεξάρτητη φιάλη με σταγονόμετρο.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

100

Εύρος μέτρησης :

0,002 - 0,250 Al

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όνομα μεθόδου :

Eriochrome Cyanine R