



Σετ αντιδραστηρίων, αργίλιο, δείγμα 50 mL, μέθοδος ECR

Αρ. προϊόντος:

2443400

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για προσδιορισμό του αργιλίου, με τη μέθοδο Eriochrome Cyanine R. Για δείγμα 25 mL. Για προσδιορισμό του αργιλίου με τη μέθοδο Eriochrome Cyanine R (ECR). Μέθοδος Hach 8326. Μέγεθος δείγματος: 50 mL Εύρος μέτρησης : 0,006 - 0,220 mg/L. Το σετ αντιδραστηρίων περιέχει φακελάκια αντιδραστηρίου ECR σε σκόνη, φακελάκια ρυθμιστικού αντιδραστηρίου εξαμεθυλενοτετραμίνης σε σκόνη και διάλυμα αντιδραστηρίου επικάλυψης ECR για περίπου 100 τεστ.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8326
Εύρος μέτρησης :	0 - 0,220 mg/L Al
Όνομα μεθόδου :	Eriochrome Cyanine R
Όργανο :	DR/3000, DR/2000