



Αντιδραστήρια ECR PP συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

2603849

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό Αργιλίου, μέθοδος Eriochrome Cyanine R . Για 20 mL δείγμα.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8326
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100/συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Eriochrome Cyanine R
Παράμετρος :	Αργίλιο

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Διάλυμα αντιδραστηρίου επικάλυψης ECR (25 mL SCDB) (Item 2380123)
- Αντιδραστήρια Hexamethylenetetramine Buffer, συσκ.100 (Item 2603999)