



Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος κιτρικού

Αρ. προϊόντος:

2107669

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του μαγγανίου, με τη μέθοδο του ψυχρού υπερωδικού οξέος. Για δείγμα 10 mL. Για τον προσδιορισμό του μαγγανίου με τη μέθοδο της οξείδωσης με υπερωδικό οξύ. Εγκεκριμένο από την EPA για την αναφορά αναλύσεων υγρών αποβλήτων (απαιτείται χώνευση). Μέθοδος Hach 8034. Μέγεθος δείγματος: 10 mL Συσκευασία με 100 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Οξείδωση με υπερωδικό οξύ