



Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος κιτρικού

Αρ. προϊόντος:

98399

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του μαγγανίου, με τη μέθοδο του ψυχρού υπερϊωδικού οξέος. Για δείγμα 25 mL.

Για τον προσδιορισμό του μαγγανίου με τη μέθοδο της οξείδωσης με υπερϊωδικό οξύ. Εγκεκριμένο από την EPA για την αναφορά αναλύσεων υγρών αποβλήτων (απαιτείται χώνευση). Μέθοδος Hach 8034. Μέγεθος δείγματος: 25 mL Συσκευασία με 100 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Οξείδωση με υπερϊωδικό οξύ