



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου υπεριοδικού νατρίου, 10 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

2107769

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του μαγγανίου, με τη μέθοδο του ψυχρού υπεριοδικού οξέος. Για δείγμα 10 mL. Για τον προσδιορισμό του μαγγανίου με τη μέθοδο της οξείδωσης με υπεριοδικό οξύ. Εγκεκριμένο από την EPA για την αναφορά αναλύσεων υγρών αποβλήτων (απαιτείται χώνευση). Μέθοδος Hach 8034. Μέγεθος δείγματος: 10 mL Συσκευασία με 100 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

100

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

100 /συσκ.

Όνομα μεθόδου :

Οξείδωση με υπεριοδικό οξύ