



Σετ αντιδραστηρίων μέτρησης Μαγγανίου, 0.006-0.700mg/L Mn, 25 mL

Αρ. προϊόντος:

2243300

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Για τον προσδιορισμό Μαγγανίου με την μέθοδο PAN. Για 25 ml δείγμα.

για τον προσδιορισμό Μαγγανίου με την μέθοδο PAN. Μέθοδος Hach 8149. Εύρος: 0.006 - 0.700 mg/l Mn. Δείγμα: 25 mL. Το σετ αντιδραστηρίων περιλαμβάνει: Ascorbic Acid Powder Pillows, Alkaline-Cyanide Reagent και PAN Indicator Solution (0.1%) για 100 μετρήσεις.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8149
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Manganese Reagent set, 25ml
Εύρος μέτρησης :	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Όγκος δείγματος :	25 mL
Όνομα μεθόδου :	PAN
Όργανο :	DR/3000, DR/2000