



Σετ αντιδραστηρίων για QAC, σκόνη σε φακελάκια, εύρος μέτρησης 0,2-5,0 mg/L CTAB

Αρ. προϊόντος:

2459200

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό των τεταρτοταγών ενώσεων του αμμωνίου (Μέθοδος άμεσου διπλού συμπλόκου).

CTAB = Δεκαεξυλο-τριμεθυλο-αμμωνιοβρωμίδιο

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8337
Εύρος μέτρησης :	0,2 - 5,0 mg/L ως CTAB
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	Άμεσο διπλό σύμπλοκο
Όργανο :	Όλα εκτός από τις σειρές DR 900, DR/800, PCII
Παράμετρος :	Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου