



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου πορφυρίνης 2

Αρ. προϊόντος:

2603649

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του χαλκού με τη μέθοδο πορφυρίνης, 2 - 210 µg/L Cu. Για προσδιορισμό του χαλκού με τη μέθοδο πορφυρίνης. Μέθοδος 8143 της Hach Εύρος μέτρησης: 2 - 210 µg/L Cu. Μέγεθος δείγματος: 10 mL Συσκευασία με 100 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

50 - 100

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

100 /συσκ.

Όνομα μεθόδου :

Πορφυρίνη