



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου DPD για ολικό χλώριο, 5 mL, συσκ./1000

Αρ. προϊόντος:

1407628

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Για τον προσδιορισμό ολικού χλωρίου με τη μέθοδο DPD.

Για χρήση με τα κιτ οπτικών δοκιμών χλωρίου της Hach.

Μέγεθος δείγματος: 5 mL. Εύρος μέτρησης: έως και 3,5 mg/L Cl_2 .

Συσκευασία από 1000 φακελάκια με σκόνη.

Χωρίς βορικό οξύ!

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	1000
Εύρος μέτρησης :	5 mL
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	DPD
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25 °C