



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου οξέος (συσκ./100)

Αρ. προϊόντος:

104299

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του πυριτίου σε υψηλό εύρος μέτρησης, με τη μέθοδο Silicomolybdate. Χρησιμοποιείται επίσης για τον προσδιορισμό υποχλωριώδους σε υψηλό εύρος μέτρησης, με τη μέθοδο Ιωδιομετρίας.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8185
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Silicomolybdate
Παράμετρος :	Διοξείδιο του πυριτίου