



Σετ αντιδραστηρίων διοξειδίου του πυριτίου, διάλυμα μεγάλου όγκου, εύρος μέτρησης 3 - 1000 $\mu\text{g/L SiO}_2$

Αρ. προϊόντος:

2553500

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του πυριτίου σε εξαιρετικά χαμηλό εύρος μέτρησης, με τη μέθοδο Heteropoly Blue. Περίπου 100 τεστ.

Προδιαγραφές

Package size UOM:	Μεγάλου όγκου
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8282
Ειδικά χαρακτηριστικά :	UL, μεγάλου όγκου, 100 τεστ
Εύρος μέτρησης :	Μεγάλου όγκου
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όνομα μεθόδου :	Heteropoly Blue
Όργανο :	Όλα εκτός από τις σειρές DR 900, DR/800, PCII
Παράμετρος :	Διοξείδιο του πυριτίου