



Σετ αντιδραστηρίων διοξειδίου του πυριτίου, μέθοδος Rapid Liquid, εύρος μέτρησης 3-1000 $\mu\text{g/L SiO}_2$

Αρ. προϊόντος:

2678500

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για προσδιορισμό του διοξειδίου του πυριτίου σε εξαιρετικά χαμηλό εύρος μέτρησης, με τη μέθοδο Heteropoly Blue Rapid Liquid™. Μέθοδος Hach 8282.

Εύρος μέτρησης: 3 - 1000 $\mu\text{g/L}$

Το σετ περιλαμβάνει: Διάλυμα αντιδραστηρίου μολυβδαινίου 3, διάλυμα αντιδραστηρίου κιτρικού οξέος F, διαλύτη αραιώσης του αντιδραστηρίου αμινοξέος και αντιδραστήριο αμινοξέος F σε σκόνη για περίπου 250 δοκιμές.

Απαιτεί κυψελίδα Pour-Thru.

(Ο πελάτης αναμειγνύει τη σκόνη με το αραιωτικό κατά την παραλαβή)

Ευκολία

Οι μέθοδοι Rapid Liquid χρησιμοποιούν υγρά αντιδραστήρια, δοσομετρητές bottletop και κυψελίδες pour-thru με σκοπό την απλοποίηση της διεξαγωγής των δοκιμών.

Απόδοση

Εφόσον η κυψελίδα pour-thru παρέχει ένα σταθερό οπτικό σύστημα, οι μέθοδοι Rapid Liquid παρέχουν τυπικά μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με τις μεθόδους που απαιτούν μετακίνηση των κυψελίδων δείγματος.

Αποδοτικότητα

Οι μέθοδοι Rapid Liquid είναι ιδανικές για διεξαγωγή μεγάλου αριθμού δοκιμών.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	250
Αριθμός μεθόδου :	8282
Ειδικά χαρακτηριστικά :	LR, 250 δοκιμές
Εύρος μέτρησης :	50 mL
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όνομα μεθόδου :	Heteropoly Blue
Όργανο :	Όλα εκτός από τις σειρές DR/4000, DR 900, DR/800,

PC II,

DR300

Παράμετρος :

Διοξείδιο του πυριτίου