



Σετ αντιδραστηρίων διοξειδίου του πυριτίου, 3 - 1000 µg/L SiO₂

Αρ. προϊόντος:

2581400

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του πυριτίου σε εξαιρετικά χαμηλό εύρος μέτρησης με τη μέθοδο Heteropoly Blue.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	40
Αριθμός μεθόδου :	8282
Ειδικά χαρακτηριστικά :	UL, 40 δοκιμές
Εύρος μέτρησης :	25 mL
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όνομα μεθόδου :	Heteropoly Blue
Όργανο :	Όλα εκτός από τις σειρές DR/3000, DR 900, DR/800, PC II
Παράμετρος :	Διοξείδιο του πυριτίου