



Detergents Reagent Set, 0.002-0.275 mg/L LAS (Air Freight Configuration)

Αρ. προϊόντος:

2446801

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



For determination of Detergents (Surfactants) by the Crystal Violet method (Hach Method 8028). Range: 0.002 - 0.275 mg/L LAS. Reagent Set includes: Benzene, Buffer Solution and Detergent Reagent Powder Pillows for 75 tests. Note: Reagents are packaged for air freight shipment.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

75

Εύρος μέτρησης :

0.002 - 0.275 mg/L LAS

Όνομα μεθόδου :

Crystal Violet