



TNT για προσδιορισμό του TOC (Μέθοδος εκκαθάρισης), 0,3 - 20,0 mg/L C

Αρ. προϊόντος:

2760345

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιημένο για αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων και εύκολο χειρισμό. TNT = Test 'N Tube

Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25 - 50
Αριθμός μεθόδου :	10129
Ειδικές σημειώσεις :	Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.
Εύρος μέτρησης :	0,3 - 20,0 mg/L C
Κατηγορία:	Test 'N Tube
Όνομα μεθόδου :	Άμεση
Παράμετρος :	Ολικός οργανικός άνθρακας