



Διάλυμα Mercuric thiocyanate (200 mL)

Αρ. προϊόντος:

2212129

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήρια

Για τον φωτομετρικό προσδιορισμό χλωριούχων με την μέθοδο Mercuric thiocyanate. Εύρος μέτρησης: 0.1 - 25.0 mg/L Cl.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8113
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	200 mL
Όνομα μεθόδου :	Mercuric Thiocyanate
Παράμετρος :	Χλωριούχα