



Σετ αντιδραστηρίων, θειώδη άλατα, ψηφιακός τιτλοδότης

Αρ. προϊόντος:

2272300

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό των θειωδών αλάτων με τη μέθοδο ψηφιακού τιτλοδότη ιωδικού-ιωδιούχου (μέθοδος 8216 της Hach). Εύρος μετρήσεων: 4 - 400 mg/L SO_3^{2-} . Το σετ αντιδραστηρίων περιλαμβάνει: Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου διαλελυμένου οξυγόνου 3, Φυσίγγια ιωδικού-ιωδιούχου (0,3998 N) και Δείκτη αμύλου. Περίπου 40 - 100 δοκιμές

Ακριβή αποτελέσματα - όποτε και όπου τα χρειαστείτε

Οι ψηφιακές μέθοδοι τιτλοδότησης χρησιμοποιούν μια συσκευή διανομής υψηλής ακρίβειας και φυσίγγια συμπυκνωμένου διαλύματος τιτλοδότησης για τη διενέργεια αναλύσεων στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο ή στο πεδίο.

Γρήγορο και ευέλικτο

Τα εναλλάξιμα φυσίγγια σας επιτρέπουν να αλλάζετε διαλύματα τιτλοδότησης μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται καθαρισμός ή έκπλυση των προχοϊδων.

Ευέλικτο

Διατίθενται πάνω από 50 συνδυασμοί παραμέτρων/εύρους μέτρησης

Οικονομικό

Τα συμπυκνωμένα διαλύματα τιτλοδότησης επιτρέπουν 40-100 τυπικές τιτλοδοτήσεις ανά φυσίγγιο.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8216
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Σετ αντιδραστηρίων θειωδών αλάτων, ψηφιακός τιτλοδότης
Εύρος μέτρησης :	4 - > 400 mg/L SO_3^{2-}
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Όνομα μεθόδου :	Ιωδικά-Ιωδίδιο