



Σετ αντιδραστηρίων για την αμμωνία, μέθοδος Nessler, εύρος μέτρησης 0,02-2,50 mg/L NH₃-N

Αρ. προϊόντος:

2458200

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Για προσδιορισμό αμμωνιακού αζώτου με τη μέθοδο Nessler. Περίπου 250 τεστ.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	250
Αριθμός μεθόδου :	8038
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,50 mg/L NH ₃ -N
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όνομα μεθόδου :	Nessler
Όργανο :	Όλα εκτός από τη σειρά DR/800 και το PC II
Παράμετρος :	Αμμωνία