



Διάλυμα αντιδραστηρίου φθοριούχων SPADNS, εύρος μέτρησης 0,02 - 2,00 mg/L F⁻ (1000 mL)

Αρ. προϊόντος:

44453

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Διάλυμα αντιδραστηρίων SPADNS για μέτρηση Φθοριούχων. Αποδεκτό απο USEPA για τις αναλύσεις πόσινου νερού και υγρών αποβλήτων(απαιτείται απόσταξη) χρησιμοποιώντας την μέθοδο Hach 8029, Φθοριούχων, μέθοδος SPADNS

Εύρος: 0.02 έως 2.00 mg/L, 1 liter δοχείο

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	250
Αριθμός μεθόδου :	8029
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 F ⁻
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1000 mL
Όνομα μεθόδου :	SPADNS
Όργανο :	Όλα εκτός από το DR 900