



Αντιδραστήρια βορίου, σκόνη σε φακελακια, εύρος μέτρησης 0,2-14,0 mg/L B

Αρ. προϊόντος:

1417099

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του βορίου, με τη μέθοδο Carmine. συσκ. των 100.

Για τον προσδιορισμό του Βορίου με την μέθοδο carmine

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8015
Εύρος μέτρησης :	0,2 - 14,0 mg/L B
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Carmine
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/800, PC II
Παράμετρος :	Βόριο
Υποσημείωση :	*Γενικά, το DR 5000 εκτελεί τις ίδιες μεθόδους με το DR/4000. Το DR 2800 εκτελεί τις ίδιες μεθόδους με τα DR 2700, DR/2500 και DR/2400. Ασφαλώς, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις.