



Σετ αντιδραστηρίων σκληρότητας (ULR), διάλυμα σε φακελάκια

Αρ. προϊόντος:

2603100

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για προσδιορισμό της σκληρότητας σε εξαιρετικά χαμηλό εύρος μέτρησης, με τη μέθοδο Chlorophosphonazo.

Σετ αντιδραστηρίων σκληρότητας χαμηλό εύρος μέτρησης για τον προσδιορισμό της σκληρότητας, με τη μέθοδο Chlorophosphonazo. Μέθοδος Hach 8374. Εύρος μέτρησης: 4 - 1000 $\mu\text{g/L}$ Ca και Mg ως CaCO_3 . Το διάλυμα αντιδραστηρίου Chlorophosphonazo είναι συσκευασμένο σε φακελάκια μιας δόσης. (100 τεστ).

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8374
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Reagent set, Pillows
Εύρος μέτρησης :	8 - 1000 $\mu\text{g/L}$ CaCO_3
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όνομα μεθόδου :	Chlorophosphonazo
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/800, PC II
Παράμετρος :	Σκληρότητα