



Σετ αντιδραστηρίων, μόλυβδος, μέθοδος διθιζόνης, (χωρίς αεροπορική μεταφορά)

Αρ. προϊόντος:

2243100

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



Για τον προσδιορισμό του μολύβδου, με τη μέθοδο της διθιζόνης.

Για τον προσδιορισμό του μολύβδου, με τη μέθοδο εκχύλισης διθιζόνης. Αποδεκτή από τη USEPA για την αναφορά ανάλυσης υγρών αποβλήτων με χρήση της μεθόδου 8033 της Hach. Εύρος μέτρησης: 3 έως 300 µg/L Pb. Το σετ περιλαμβάνει αντιδραστήρια για 100 τεστ. Για αποστολές μεταφοράς μέσω αέρος, παραγγελία 2243101

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Shipping Method:	Lead Reagent set: No Air Freight
Αριθμός δοκιμών :	60 - 100
Αριθμός μεθόδου :	8033
Εύρος μέτρησης :	3 - 300 µg/L Pb
Όνομα μεθόδου :	Διθιζόνη
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR 900, της σειράς DR/800, PCII