



Κιτ αξιολόγησης πιπετών

Αρ. προϊόντος:

LCA722

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Για έλεγχο της ακρίβειας των πιπετών στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας της ανάλυσης (AQA).

Τα σφάλματα στους όγκους που χορηγούνται με πιπέτα οφείλονται συχνά σε εσφαλμένη ρύθμιση της πιπέτας. Αυτό το σφάλμα μπορεί να συμβεί μετά από μακροχρόνια χρήση, εφαρμογή υπερβολικής δύναμης για να γυρίσετε το κουμπί, μηχανική καταπόνηση ή εσφαλμένο χειρισμό. Τακτικοί έλεγχοι με το κιτ δοκιμασίας πιπετών διευκολύνουν την πρόληψη ανίχνευσή του.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

5

Ειδικές σημειώσεις :

Ένα παρεχόμενο έγχρωμο διάλυμα απόλυτα γνωστής σύνθεσης αραιώνεται με τον όγκο της δοκιμασίας από τα ρύγχη των πιπετών. Η προκύπτουσα απορρόφηση αποτελεί μέτρο της απόκλισης από το σωστό όγκο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ανιχνευθούν σφάλματα χορήγησης με πιπέτα μεγαλύτερα από 2%.

Κατηγορία:

LCA

Όνομα μεθόδου :

Αποχρωματισμός

Παράμετρος :

Κιτ δοκιμασίας πιπετών

Περιγραφή :

Κιτ δοκιμασίας πιπετών

Συνθήκες Αποθήκευσης:

15 °C - 25 °C