



Τεστ μολύβδου σε έτοιμα φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,1-2,0 mg/L Pb

Αρ. προϊόντος:
EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

LCK306

Επικίνδυνο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Έτοιμο για χρήση, μέγιστη ασφάλεια, εύκολος χειρισμός, σύστημα φωτομετρικής αξιολόγησης, φιλικό προς το περιβάλλον

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Ειδικές σημειώσεις :	Για τη χώνευση του ολικού μολύβδου, χρησιμοποιήστε το CRACK SET LCW902
Εύρος μέτρησης :	0,1 - 2,0 mg/L Pb
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	PAR
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Μόλυβδος
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C