



Τεστ φαινολών σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 5-150 mg/L

Αρ. προϊόντος:

LCK346

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Έτοιμο για χρήση, μέγιστη ασφάλεια, εύκολος χειρισμός, σύστημα φωτομετρικής αξιολόγησης, φιλικό προς το περιβάλλον

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:

Μη εφαρμόσιμο

Αριθμός δοκιμών :

24 (Τα τεστ περιλαμβάνει τυφλό διάλυμα) 24 (το τεστ περιλαμβάνει μηδενικό διάλυμα)

Εύρος μέτρησης :

5 - 150 mg/L Φαινόλες

Κατηγορία:

LCK

Όνομα μεθόδου :

4-αμινοαντιπυρίνη

Όργανο :

DR3900, DR6000, DR1900

Παράμετρος :

Φαινόλες

Συνθήκες Αποθήκευσης:

2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)