



Τεστ κασσίτερου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 0,1-2 mg/L Sn

Αρ. προϊόντος:

LCK359

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Απαιτείται χώνευση:	ναι
Αριθμός δοκιμών :	24 (το τεστ περιλαμβάνει μηδενικό διάλυμα)
Ειδικές σημειώσεις :	Είναι κατανοητό ότι ο όρος "διαλυτός κασσίτερος" αναφέρεται σε σύμπλοκες ή αδιάλυτες ενώσεις κασσίτερου (π.χ. σύμπλοκο κασσίτερου-NTA) που μπορούν να μετατραπούν σε διαλυμένη μορφή σε περιβάλλον υδροχλωρικού οξέος, παρουσία ενός οξειδωτικού παράγοντα. Διαλυμένα ιόντα κασσίτερου(II) και (IV)
Εύρος μέτρησης :	0,1 - 2,0 mg/L Sn
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Pyridinfluoron (PYF)
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Κασσίτερος
Περιγραφή :	διαλυτός κασσίτερος
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)