



Τεστ ζirkονίου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 6-60 mg/L Zr

Αρ. προϊόντος:

LCK364

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Το πρώτο ειδικό, εύκολο στη χρήση, γρήγορο τεστ που βοηθά στην αξιολόγηση της συγκέντρωσης του ζirkονίου κατά τη διαδικασία παθητικοποίησης.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Βοηθά στη ρύθμιση της σωστής ποσότητας του ζirkονίου στο πλαίσιο της διαδικασίας

Βοηθά στην ελαχιστοποίηση της χημικής κατανάλωσης και του κόστους στις διαδικασίες επικάλυψης που βασίζονται στο ζirkόνιο

Βοηθά στη διασφάλιση σταθερής υψηλής ποιότητας προϊόντος

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	6 - 60 mg/L
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Μέθοδος SurTec/Hach
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Ζirkόνιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)