



Τεστ TOC με φιαλίδιο (μέθοδος διαφοράς), εύρος μετρήσεων 2-65 mg/L C

Αρ. προϊόντος:

LCK380

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ με φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύχρηστη και φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μετρήσεων

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Βολική δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμωτό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαφοροποίηση μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Απαιτείται χώνευση:	ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	2 - 65 mg/L C
Εύρος μέτρησης (2):	TC 12 - 75 mg/L C
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Μέθοδος διαφοράς (ο TOC προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των τιμών TC και TIC), χώνευση υπερθετικών αλάτων
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	TOC
Περιγραφή :	Ολικός οργανικός άνθρακας
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C