



Τεστ σε φιαλίδια για ίχνη νικελίου, εύρος μέτρησης 0,05-1,0 mg/L Ni

Αρ. προϊόντος:

LCK537

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Επισήμως εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Εύκολος χειρισμός με ορθογώνια φιαλίδια των 50 mm

Υψηλότερη ακρίβεια για ανάλυση συγκεντρώσεων εξαιρετικά χαμηλού εύρους

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Μη εφαρμόσιμο
Απαιτείται χώνευση:	Ναι, για το ολικό νικέλιο
Αριθμός δοκιμών :	20
Ειδικές σημειώσεις :	για τη χώνευση του ολικού νικελίου, χρησιμοποιήστε το Crack Set LCW902
Εύρος μέτρησης :	0,05 - 1,0 mg/L Ni
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Διμεθυλογλυοξίμη
Όργανο :	DR3900, DR6000
Παράμετρος :	Νικέλιο, ίχνη
Περιγραφή :	Ίχνη νικελίου, τεστ με ορθογώνιο φιαλίδιο 50 mm
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)