



Σετ αντιδραστηρίων θειούχων, εύρος μέτρησης 0,1-2,0 mg/L S^{2-}

Αρ. προϊόντος:

LCW053

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Για προσδιορισμό των θειούχων με τη μέθοδο της διμεθυλο-p-φαινυλενοδιαμίνης.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	35
Εύρος μέτρησης :	0,1 - 2,0 mg/L S^{2-}
Όνομα μεθόδου :	Διμεθυλο-p-φαινυλενοδιαμίνη
Παράμετρος :	Θειώδη
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C