



Τεστ υπεροξειδίου του υδρογόνου με πιπέτα, εύρος μέτρησης 1-10 g/L H₂O₂

Αρ. προϊόντος:

LCW058

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για προσδιορισμό του υπεροξειδίου του υδρογόνου με τη μέθοδο περοξομολυβδαινίου (Peroxomolybdate).

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	40
Ειδικές σημειώσεις :	απαιτούνται πρόσθετα κυλινδρικά φιαλίδια LCW906
Εύρος μέτρησης :	1 - 10 g/L H ₂ O ₂
Όνομα μεθόδου :	Peroxomolybdate
Παράμετρος :	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)