



Διάλυμα αντιδραστηρίου, molybdate 3, 500 mL

Αρ. προϊόντος:

199549

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του πυριτίου σε χαμηλό και εξαιρετικά χαμηλό εύρος μέτρησης, με τη μέθοδο Heteropoly Blue. Μέθοδοι Hach 8282 και 8186. Φιάλη των 500 mL

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

250

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όνομα μεθόδου :

Heteropoly Blue