



Φύσιγγα με EDTA για την ψηφιακή συσκευή τιτλοδότησης, 0,716 M

Αρ. προϊόντος:

2081801

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Πρότυπο διάλυμα EDTA. Για τον προσδιορισμό του σιδήρου με τιτλοδότηση με ψηφιακή συσκευή τιτλοδότησης. 0,716 M. Ψηφία = mg/L Fe σε 50 mL

Ακριβή αποτελέσματα - όποτε και όπου τα χρειαστείτε

Οι ψηφιακές μέθοδοι τιτλοδότησης χρησιμοποιούν μια συσκευή διανομής υψηλής ακρίβειας και φύσιγγα συμπυκνωμένου διαλύματος τιτλοδότησης για τη διενέργεια αναλύσεων στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο ή στο πεδίο.

Γρήγορο και ευέλικτο

Τα εναλλάξιμα φύσιγγα σας επιτρέπουν να αλλάζετε διαλύματα τιτλοδότησης μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται καθαρισμός ή έκπλυση των προχοϊδων.

Ευέλικτο

Διατίθενται πάνω από 50 συνδυασμοί παραμέτρων/εύρους μέτρησης

Οικονομικό

Τα συμπυκνωμένα διαλύματα τιτλοδότησης επιτρέπουν 40-100 τυπικές τιτλοδοτήσεις ανά φύσιγγιο.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	40 - 100
Εύρος μέτρησης :	100 - 1000 mg/L Fe
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Όνομα μεθόδου :	EDTA
Παράμετρος :	Σίδηρος
Τιτλοδότης :	EDTA 0,716 M