



Διαλύτης αραίωσης αμινοξέος F, για μέτρηση του διοξειδίου του πυριτίου με τη μέθοδο Rapid Liquid, 475 mL

Αρ. προϊόντος:

2353011

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για προσδιορισμό του διοξειδίου του πυριτίου σε εξαιρετικά χαμηλό εύρος μέτρησης, με τη μέθοδο Heteropoly Blue Rapid Liquid. Μέθοδος Hach 8282 Εύρος μέτρησης: 3 έως 1000 $\mu\text{g/L SiO}_2$. Χρησιμοποιείται με σκόνη αντιδραστηρίου αμινοξέος F (2651155). Οι μέθοδοι Rapid Liquid™ προσφέρουν έναν οικονομικό τρόπο ανάλυσης πολλαπλών δειγμάτων και μέτρησης των συγκεντρώσεων σε ίχνη. Απαιτεί κυψελίδα Pour-Thru.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

250

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όνομα μεθόδου :

Heteropoly Blue