



Διάλυμα αντιδραστηρίου, αμινοξύ F, 20 αμπούλες (εξαιρετικά χαμηλό εύρος μέτρησης)

Αρ. προϊόντος:

2386420

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του πυριτίου σε εξαιρετικά χαμηλό εύρος μέτρησης, με τη μέθοδο Heteropoly Blue. Μέθοδος Hach 8282
Εύρος μέτρησης: 3 έως 1000 $\mu\text{g/L}$ SiO_2 . Συσκευασμένο σε αμπούλες για αυξημένη σταθερότητα

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

20

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όνομα μεθόδου :

Heteropoly Blue