



Διάλυμα προετοιμασίας, ISENH3181, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 2541249
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Χρησιμοποιείται ως διάλυμα προετοιμασίας μεταξύ των δειγμάτων

Διάλυμα προετοιμασίας για Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο αμμωνίας (ISENH3181), φιάλη 500 ml χρησιμοποιείται ως διάλυμα προετοιμασίας μεταξύ των δειγμάτων.

Αυτό το διάλυμα προορίζεται για χρήση μεταξύ των δοκιμών δειγμάτων. Θα βοηθήσει στην επαναφορά του εσωτερικού pH και θα παρέχει ταχύτερες μετρήσεις ακριβείας.

Σημείωση: Αυτό το διάλυμα **δεν** πρέπει να χρησιμοποιείται για αποθήκευση (κατά τη διάρκεια της νύχτας ή περισσότερο), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ηλεκτροδίου ISENH3181.

Προδιαγραφές

Formula:	$(\text{NH}_4)\text{HSO}_4$
Solution Type:	Αποθήκευση
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Περιγραφή :	ISENH3181

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Πρότυπο διάλυμα αμμωνίας, 1000 mg/L, 1 L (Item 2354153)