



Φιάλη, ζωμός m-ColiBlue24, 100 mL (50 τεστ)

Αρ. προϊόντος:

2608442

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Ζωμός m-ColiBlue24 σε φιάλη των 100 mL

Σε 24 ώρες, ο Ζωμός m-ColiBlue24 της Hach σας παρέχει ταυτόχρονα αποτελέσματα για τα ολικά κολοβακτηρίδια και τα E. coli. Τα έτοιμα για χρήση μέσα της Hach εξαλείφουν τα βήματα μέτρησης, ανάμειξης και αποστείρωσης σε αυτόκαυστο που είναι απαραίτητα για την παρασκευή αφυδατωμένων μέσων. Οι γυάλινες αμπούλες (26084-20), οι πλαστικές αμπούλες (260845-00), οι φιάλες των 100 mL (26084-42) του m-ColiBlue24 και τα τρυβλία άγαρ (28052-15) προσφέρουν μέγιστη διάρκεια ζωής και ευχρηστία για προμετρημένα και παρασκευασμένα μέσα. Απαρίθμηση ολικών κολοβακτηρίδιων και E. coli σε ένα τρυβλίο petri. Εύκολη διαφοροποίηση αποικιών - το κόκκινο και το μπλε υποδεικνύουν τα ολικά κολοβακτηρίδια και το μπλε προσδιορίζει τα E. coli. Βέλτιστη ανάκτηση καταπονημένων και τραυματισμένων οργανισμών.

Κανένα άλλο επίθεμα δεν είναι συμβατό με το προϊόν και η χρήση οποιουδήποτε επιθέματος διαφορετικού από αυτά που συνιστώνται παρακάτω μπορεί να οδηγήσει σε αναξιόπιστα και ανακριβή δεδομένα. Το m-ColiBlue24 θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με επιθέματα που κατασκευάζονται από τις ακόλουθες εταιρείες/επωνυμίες: Pall Corporation (π.χ. αποστειρωμένα τρυβλία Petri με απορροφητικά επιθέματα), προϊόντα Private Label/OEM που κατασκευάζονται από την Pall Gelman, Sartorius (επιθέματα κυτταρίνης και υαλονήματος), προϊόντα Sartorius BioSart με το ενσωματωμένο τρυβλίο Petri και αποστειρωμένα επιθέματα Millipore EO. Με τον έτοιμο για χρήση Ζωμό m-ColiBlue24, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Διαβάστε και επιβεβαιώστε τα αποτελέσματα σε 24 ώρες

Λήψη εξαιρετικής ευαισθησίας - 1 CFU/100 mL

Διεξαγωγή δοκιμών έκτακτης ανάγκης και παρακολούθησης ρουτίνας

Κατάργηση της χρήσης ειδικού εξοπλισμού και λυχνίας υπεριώδους ακτινοβολίας

Ελαχιστοποίηση ανάπτυξης υποβάθρου μη κολοβακτηριοειδών βακτηρίων

Προδιαγραφές

Media Type:

Ζωμός m-ColiBlue24

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 έκαστη

Περιγραφή :

In 24 hours, Hach's m-ColiBlue24® Broth give you simultaneous results for total coliforms and E. coli. Hach's ready-to-use media eliminates measuring, mixing, and autoclaving steps necessary to prepare dehydrated media. Glass ampules (26084-20), plastic ampules (260845-00), 100mL bottles (26084-42) of m-ColiBlue24 and agar plates (28052-15), afford maximum shelf life and ease of use for pre-measured and prepared media. Enumerate total coliforms and E. coli on one petri dish. Differentiate colonies easily - red and blue indicate total coliforms and blue specifies E. coli. Get optimal recovery of stressed and injured organisms.

Use m-ColiBlue24 Broth to accurately monitor and evaluate total coliform and E. coli in drinking water; wastewater; bottled water; beverages; surface, ground, and well water; and ultrapure, chemical processing and pharmaceutical processing waters.

Υλικό :

Γυαλί