



Σετ αντιδραστηρίων, δωσφόρος, ασκορβικό οξύ και rapid liquid

Αρ. προϊόντος:

2678600

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για προσδιορισμό του δραστικού φωσφόρου (ορθοφωσφορικά) με τη μέθοδο Rapid Liquid ασκορβικού οξέος. Μέθοδος Hach 10055. Εύρος μέτρησης: 19 - 3000 $\mu\text{g/L PO}_4$. Το σετ περιλαμβάνει: Διάλυμα αραιώσης αντιδραστηρίου ασκορβικού οξέος, σκόνη αντιδραστηρίου αντιδραστηρίου ασκορβικού οξέος και διάλυμα αντιδραστηρίου μολυβδαινίου για περίπου 250 δοκιμές.

Ευκολία

Οι μέθοδοι Rapid Liquid χρησιμοποιούν υγρά αντιδραστήρια, δοσομετρητές bottletop και κυψελίδες pour-throw με σκοπό την απλοποίηση της διεξαγωγής των δοκιμών.

Απόδοση

Εφόσον η κυψελίδα pour-throw παρέχει ένα σταθερό οπτικό σύστημα, οι μέθοδοι Rapid Liquid παρέχουν τυπικά μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με τις μεθόδους που απαιτούν μετακίνηση των κυψελίδων δείγματος.

Αποδοτικότητα

Οι μέθοδοι Rapid Liquid είναι ιδανικές για διεξαγωγή μεγάλου αριθμού δοκιμών.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	250
Αριθμός μεθόδου :	10055
Εύρος μέτρησης :	19 - 3000 $\mu\text{g/L PO}_4$
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όνομα μεθόδου :	Ασκορβικό οξύ
Όργανο :	Όλα εκτός από τις σειρές DR 900, DR/800, PCII