



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου διαλυμένου οξυγόνου 2, δείγμα 60 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

98299

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για τον προσδιορισμό του διαλυμένου οξυγόνου με τη μέθοδο τιτλοδότησης Winkler. Συσκευασία από 100 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όνομα μεθόδου :

Winkler